

CHE1412 PASTA LIPIT 50G

Pasta pentru lipire activa, care facilitează lipirea elementelor de cupru, suprafețe argintate, suprafețe zincate, etc. Se utilizează în locurile în care lipirea pe bază de colofoniu nu este suficientă. Ambalaj: cutie de 50g.

Utilizare:

Intindeți pasta de decapare pe suprafețele pe care doriți să le lipiți și apoi lipiți suprafețele cu ajutorul pistolului de lipit sau a letconului.

Nu înghițiți și evitați contactul cu ochii sau pielea.